

## ElevenLabs-Stimmen

ElevenLabs bietet hochwertige, KI-generierte Stimmen, die Ihnen helfen, sich auf eine Art und Weise auszudrücken, die natürlicher und persönlicher wirkt. Es gibt verschiedene Optionen, um eine Stimme zu erstellen oder auszuwählen:

- Voice Design – Mit dieser Funktion können Sie eine Stimme aus einer Textvorgabe erstellen. Sie können angeben, wie die Stimme klingen soll und es wird eine KI-Stimme für Sie erstellt.
- Instant Voice Clone – Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, eine Stimme aus mindestens 30 Sekunden Audioaufnahme zu erstellen.
- Professional Voice Clone – Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, eine realistischere digitale Nachbildung Ihrer Stimme zu erstellen und benötigt etwa 30 Minuten Audioaufnahme.
- Voice Library – Diese Bibliothek bietet Ihnen eine riesige Auswahl an KI-Stimmen zur Auswahl.

## Unterschiede zwischen Instant und Professional Voice Clone

### Instant

Mindestens 30 Sekunden Audioaufnahme erforderlich.

Funktioniert äußerst gut für viele Stimmen.

Kann Schwierigkeiten mit sehr einzigartigen Stimmen und starken Akzenten haben.

Erfordert keine Verifizierung.

### Professional

Mindestens 10 Minuten Audioaufnahme erforderlich, 30 Minuten bis 3 Stunden empfohlen.

Die Stimme ist sehr realistisch.

Funktioniert gut mit starkem Akzent.

Erfordert eine Verifizierung.

Pro Account können Sie 1 professionelle und mehrere sofortige Sprachklone haben.

Sprachen

Es gibt 32 Sprachen von ElevenLabs. Die meisten dieser Sprachen werden auch in Grid

unterstützt. Es gibt jedoch einige Sprachen, die Grid unterstützt, aber nicht von ElevenLabs angeboten werden und einige Sprachen, die von ElevenLabs verfügbar sind, aber nicht in Grid unterstützt werden. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht darüber.

## Sprachen, die von ElevenLabs verfügbar und in Grid unterstützt werden

Englisch (UK, USA, Australien, Kanada), Deutsch, Französisch (Frankreich, Kanada), Niederländisch, Portugiesisch (Portugal und Brasilien), Italienisch, Spanisch (Spanien und Mexiko), Arabisch (Saudi-Arabien und VAE), Tschechisch, Griechisch, Finnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Russisch, Ukrainisch, Slowakisch, Kroatisch, Polnisch.

## Sprachen, die von Grid unterstützt werden, aber nicht von ElevenLabs verfügbar sind

Hebräisch, Slowenisch, Walisisch, Katalanisch, Baskisch und Färöisch.

## Sprachen, die von ElevenLabs verfügbar sind, aber nicht in Grid unterstützt werden

Japanisch, Chinesisch, Hindi, Koreanisch, Indonesisch, Türkisch, Filipino, Bulgarisch, Rumänisch, Malaiisch, Tamil, Ungarisch und Vietnamesisch.

### Codes und Credits

Die kostenpflichtigen Sprachdienste von ElevenLabs sind weltweit verfügbar. Es gibt verschiedene gemeinnützige Organisationen, die mit ElevenLabs zusammenarbeiten, um kostenfreie Stimmen für Einzelpersonen anzubieten; weitere Organisationen erwägen ebenfalls eine Zusammenarbeit mit ElevenLabs.

Je nach Lizenztyp, den Sie haben, kann es ein monatliches Creditlimit geben. Die Credits werden monatlich an dem Datum erneuert, an dem der Account erstellt wurde. Bis zu zwei Monate ungenutzte Credits können übertragen werden.

- Eine Creator-Lizenz hat ein monatliches Creditlimit von 100.000 Credits.
- Eine Professional-Lizenz hat ein monatliches Creditlimit von 500.000 Credits.

Ein gesprochener Charakter verbraucht einen Credit. Dies kann variieren, wenn nicht-standardisierte Modelle verwendet werden.