

Remote Power Button

Im Lieferumfang des Grid Pads ist ein Remote Power Button enthalten. Hiermit können Sie Ihr Grid Pad ein- und ausschalten.

Er kann auch verwendet werden, um Taster zur Bedienung des Grid Pads im Scanning anzuschließen.

Der Tasteranschluss S3 fungiert auch als Einschalttaste. Diese Funktion kann in Ihren Grid-Einstellungen aktiviert werden. Der Remote Power Button ist werksseitig mit dem Grid Pad gekoppelt.

