

Was ist DroidPilot?

DroidPilot ist eine IntelliGaze-Funktion, die ein Android-Smartphone auf den Windows-Desktop spiegelt. Sie ermöglicht es IntelliGaze-Nutzern, mit jeder Android-App auf dem Smartphone zu interagieren, indem sie die IntelliGaze-Desktop-Steuerungsfunktionen verwenden. Die IntelliGaze-Profile (App-Leiste) machen häufig genutzte Telefonfunktionen für die Augensteuerung zugänglich.

DroidPilot ist nur mit dem Grid Pad mit Alea oder Vida Augensteuerung kompatibel.